

Profümed[®]
GmbH

Produkte für Medizin

& KHMED

Höchste Qualität aus ökologischer Produktion • Hohe Qualität und Kosteneffizienz der Produkte für unsere Kunden • Ressourcen- und klimaschonende Gestaltung der Logistikprozesse



Die Firma **Profümed** in Grimmenstein produziert in Zukunft ihre Produkte für die Firma **KHMED** in Klosterneuburg.

KHMED steht für effiziente sowie ressourcen- und klimaschonende Gestaltung der Logistikprozesse und trägt somit wesentlich zur Kosteneffizienz der Produkte für unsere Kunden bei.

Die in Niederösterreich hergestellten Produkte definieren sich über höchste Qualität aus ökologischer Produktion, Nachhaltigkeit und umweltbewustem Handeln. Dies spiegelt sich vor allem im konsequenten Qualitäts- und Umweltmanagement in der Produktion wider, welches durch Zertifizierungen (ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 und EMAS III) bestätigt wird.

KHMED

3400 Klosterneuburg, Ortnergasse 10

Tel. +43/2243/941 34 • Fax +43/2243/941 34-99 • Mobil +43/664/434 65 05
www.khmed.at • office@khmed.at

Öffnungszeiten:

Mo. bis Do. von 9.00 bis 17.00 Uhr • Fr. von 9.00 bis 15.00 Uhr

KHMED Zellstofftupfer

Der gebrauchsfertige Zellstofftupfer von der Rolle

Der Tupfer wird zur Hautreinigung vor Injektionen und Infusionen sowie zur lokalen Desinfektion vor kleineren chirurgischen Eingriffen eingesetzt.



Produkteigenschaften

Durch das Stanzen werden die Ränder vergestigt, die Tupfer erhalten eine polsterartige Form und einen guten Zusammenhalt. Die Tupfer stauben nicht, sind formstabil, abriebfest und keimdicht verpackt.

Tupfer-Box

Für Klinik und Praxis gibt es eine praktische Spenderbox, die die Rollen vor Verschmutzung schützt und eine einfache und schnelle Entnahme sichert.



| Artikel | Artikel-Nr. | Größe | Originalpackung | Vers.einh. in Pkg. |
|------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------|--------------------|
| KHMED Zellstofftupfer keimarm (in Sterilverpackung) | 100195 | 4 x 5 cm | 1 Rolle zu 500 Stück | 16 |
| KHMED Zellstofftupfer unsteril | 100191 | 4 x 5 cm | 2 Rollen zu 500 Stück | 12 |
| Tupferspender-Box | 100192 | | 1 Stück | 1 |

KHMED Zellstofftupfer Steri-Zell®

Der sterile gebrauchsfertige Zellstofftupfer von der Rolle gemäß EU-Medizinprodukte-Verordnung (MDR)



Der Tupfer wird zur Hautantiseptik vor Punktionen (wie z.B. Blutabnahme) und Injektionen (subkutan, intramuskulär, intravenös) mit einem alkoholischen Präparat zur lokalen Desinfektion eingesetzt.

Hergestellt in einem validierten Prozess unter Reinraumbedingungen. Durch Strahlensterilisation gem. EN ISO 13485 sowie EN ISO 11137 und Sterilgutverpackung ist jegliche Kontamination durch Mikroorganismen (z. B. Pathogene Keime) bei Transport und Lagerung ausgeschlossen.

| Artikel | Artikel-Nr. | Größe | Originalpackung | Vers.einh. in Pkg. |
|-------------------------------------------------|---------------|----------|-------------------------|--------------------|
| KHMED Zellstofftupfer Steri-Zell® steril | 100190 | 4 x 5 cm | 1 Rolle zu 500 Stück | 16 |

KHMED Zellstoffwatte

Der Verbandzellstoff mit dem hohen Absorptionsvermögen

KHMED Zellstoffwatte hochgebleicht, in Rollen oder in Formaten geschnitten, ist wegen seines hohen Absorptionsvermögens als preisgünstiges Saug- und Polstermaterial in der Krankenpflege unentbehrlich. Zellstoff ungebleicht, in Formate geschnitten, ist sowohl eine wirtschaftliche als auch äußerst ökologische Alternative für untergeordnete hygienische Anwendungen, wie z.B. für Polster- und Reinigungszwecke in der Krankenpflege.



Produkteigenschaften



KHMED Zellstoffwatte eignet sich besonders als Saugmaterial in der Wundversorgung. Er darf jedoch niemals direkt mit einer Wunde in Berührung kommen, da er aus kurzen Fasern von nur 1-3 mm besteht und deshalb in feuchtem Zustand eine geringe Festigkeit aufweist. Andererseits erleichtert aber gerade diese Eigenschaft das Beseitigen gebrauchten Zellstoffs. Entsprechend

den vielseitigen Anwendungsgebieten steht der KHMED Formatzellstoff in verschiedenen Aufmachungen zur Verfügung.

| Artikel | Artikel-Nr. | Größe | Original- packung | Vers.einh. in Pkg. |
|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| KHMED Zellstoffwatte Rollen, hochgebleicht | 100167 | 10 cm breit | 100 g | 20 |
| | 100168 | 27 cm breit | 250 g | 24 |
| | 100169 | 36 cm breit | 500 g | 10 |
| | 100170 | 36 cm breit | 1.000 g | 6 |
| KHMED Zellstoffwatte Lagen, ungebleicht | 100157 | 18,5 x 19 cm | 5 kg | 1 |
| | 100156 | 18,5 x 19 cm | 3 x 5 kg | 1 |
| | 100161 | 18,5 x 28,5 cm | 3 x 5 kg | 1 |
| | 100162 | 28,5 x 37 cm | 3 x 5 kg | 1 |
| KHMED Zellstoffwatte Lagen, hochgebleicht | 100158 | 37 x 57 cm | 3 x 5 kg | 1 |
| | 100151 | 18,5 x 14 cm | 5 kg | 1 |
| | 100152 | 18,5 x 19 cm | 5 kg | 1 |
| | 100153 | 18,5 x 28,5 cm | 5 kg | 1 |
| | 100163 | 37 x 57 cm | 5 kg | 1 |
| | 100154 | 28,5 x 37 cm | 6 x 1 kg | 1 |
| | 100155 | 18,5 x 28,5 cm | 20 x 500 g | 1 |
| | 100164 | 18,5 x 18 cm | 3 x 5 kg | 1 |
| | 100165 | 18,5 x 28,5 cm | 3 x 5 kg | 1 |
| | 100150 | 37 x 57 cm | 3 x 5 kg | 1 |
| KHMED Zellstoffwatte Lagen, halbgebleicht | 100159 | 37 x 57 cm | 3 x 5 kg | 1 |
| | 100160 | 18,5 x 19,5 cm | 3 x 5 kg | 1 |
| | 100149 | 18,5 x 28,5 cm | 3 x 5 kg | 1 |

Inhaber: Karl Hofstätter

KHMED Zellstoffkompressen

Die wundfreundliche, weiche und wirtschaftliche Universalkomresse gerollt

Universell einsetzbar für die wundfreundliche Versorgung trockener, sezernierender und großflächiger Wunden als zusätzliche Saugschicht, als Trägermaterial für Salben- und Feuchtverbände sowie als Polstermaterial.

Produkteigenschaften

Das weiche Vlies als wundnahe Schicht leitet Sekrete rasch in den Saugkörper weiter. Der Saugkörper aus hochgebleichten, gekreppten Zellstoff-Lagen verleiht der Zellstoffkomresse ein gutes Absorptionsvermögen. Die eng gesetzten Steppnähte geben beiden Materialien einen guten Zusammenhalt, der eine stets glatte und faltenlose Wundauflage garantiert. KHMED Zellstoffkompressen können in beliebige Formate geschnitten werden, ohne dass die Materialschichten ihren Zusammenhalt verlieren.



| Artikel | Artikel-Nr. | Größe | Originalpackung | Vers.einh. |
|--------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|------------------|
| KHMED Zellstoffkomresse 10 cm | 100180 | 10 cm x 10 m | 1 Rolle | 1 Ktn./24 Rollen |
| KHMED Zellstoffkomresse 15 cm | 100181 | 15 cm x 10 m | 1 Rolle | 1 Ktn./16 Rollen |
| KHMED Zellstoffkomresse 30 cm | 100182 | 30 cm x 10 m | 1 Rolle | 1 Ktn./8 Rollen |

KHMED Krankenunterlagen

Die bewährten Krankenunterlagen aus Zellstoff-Lagen für einen wirtschaftlichen Einsatz

KHMED Krankenunterlagen werden entweder direkt als Inkontinenz-Unterlage oder als zusätzlicher Bettenschutz bei Verwendung am Körper fixierter Produkte eingesetzt. Der Gebrauch von Krankenunterlagen hilft damit sowohl im institutionellen als auch im häuslichen Pflegebereich, den Pflegekomfort zu erhöhen, die tägliche Arbeit zu erleichtern und nicht zuletzt die Wäscheberge zu verringern.

Produkteigenschaften

Drei unterschiedliche Materialschichten verleihen der Krankenunterlage ihre guten Gebrauchseigenschaften: Die Oberfläche aus textilem Vliesstoff ist hautsympathisch und besonders strapazierfähig. Die vollflächige Abdeckung auch über die Folienränder verhindert dabei die Berührung der Haut mit der Folie. Das saugstarke Polster aus Zellstoff-Lagen nimmt Nässe rasch und sicher auf. Die undurchlässige, rutschfeste Außenfolie schützt Bett und Wäsche sicher vor Verschmutzung. Für eine wirtschaftliche Anwendung gibt es die Krankenunterlage in verschiedenen Saugkörperstärken (Anzahl der Zellstoff-Lagen).



Öko-Hinweis:

- Wäscheschutzfolie aus umweltverträglichem PE
- Zellstoff-Lagen aus 100% Recyclingpapier

| Artikel | Artikel-Nr. | Lagen-anzahl | Original-packung | Vers.einh. in Pkg. |
|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|--------------------|
| KHMED Krankenunterlagen 38 x 60 cm | 100123 | 4 | 300 Stk. | 1 |
| | 100124 | 6 | 300 Stk. | 1 |
| | 100125 | 8 | 250 Stk. | 1 |
| | 100126 | 10 | 100 Stk. | 1 |
| | 100127 | 12 | 100 Sik. | 1 |
| | 100128 | 20 | 100 Stk. | 1 |
| KHMED Krankenunterlagen 57 x 60 cm | 100129 | 4 | 200 Stk. | 1 |
| | 100130 | 6 | 100 Stk. | 1 |
| | 100131 | 8 | 100 Stk. | 1 |
| | 100132 | 10 | 100 Stk. | 1 |
| | 100133 | 12 | 100 Stk. | 1 |
| | 100134 | 20 | 100 Stk. | 1 |
| KHMED Krankenunterlagen 57 x 90 cm | 100135 | 4 | 200 Stk. | 1 |
| | 100136 | 6 | 100 Stk. | 1 |
| | 100137 | 8 | 100 Stk. | 1 |
| | 100138 | 10 | 50 Stk. | 1 |
| | 100139 | 12 | 50 Stk. | 1 |
| | 100140 | 20 | 50 Stk. | 1 |

Inhaber: Karl Hofstätter

KHMED Hygienische Reinigungstücher

Reinigungstuch aus mehreren Lagen Recycling-Zellstoff; mit beidseitiger Prägung.

Anwendung:

Universell für die Reinigung von Oberflächen und Equipment, im Kosmetik- und Haushaltsbereich und für die Körperpflege in Pflegeeinrichtungen.

Produkteigenschaften:

Material: 3 oder 4 Lagen Recycling-Zellstoff, 100 % Altpapier, nassfest
 Flächengewicht je Lage: 18 g/m² ± 1 g/m²
 Nassdehnung: 13 % ± 2 %
 Absinkdauer / Saugzeit: max. 10 sec
 Wasserhaltevermögen: mind. 10 sec



Verpackung:

Hygienische Reinigungstücher in Transportkarton nach DIN, mit Klebestreifen verschlossen, Palettierung auf Euro-Flachpalette (1.200 x 800 mm), mit Stretchfolie gesichert.

- 50 Stück pro Pack im PE-Beutel verschweißt, mit Aufreißperforation
- 16 (Premium Deluxe, Premium Blau) bzw. 20 Pack (Natur) pro Karton
- 800 (Premium Deluxe, Premium Blau) bzw. 1000 Stück (Natur) pro Karton
- 28 Kartons pro Palette

Palettenhöhe: ca. 2,25 m
 Palettengewicht brutto: ca. 235 kg
 Lagerung: vor Licht und Feuchtigkeit schützen

| Artikel | Artikel-Nr. | Varianten | Abmessung | Stück pro Karton |
|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------|
| KHMED Hygienisches Reinigungstuch 3-lagig | 100171 | Natur | 37 x 36,5 cm | 800 bis 1.000 Stück |
| | 100173 | Premium Deluxe | 37 x 36,5 cm | 800 bis 1.000 Stück |
| | 100175 | Premium Blau | 37 x 36,5 cm | 800 bis 1.000 Stück |
| KHMED Hygienisches Reinigungstuch 4-lagig | 100172 | Natur | 37 x 36,5 cm | 800 bis 1.000 Stück |
| | 100174 | Premium Deluxe | 37 x 36,5 cm | 800 bis 1.000 Stück |
| | 100176 | Premium Blau | 37 x 36,5 cm | 800 bis 1.000 Stück |

KHMED Verbandkasten ÖNORM Z1020

Der Ersten Hilfe Betriebsverbandkasten mit Wandhalterung

Entsprechend den österreichischen Rechtsvorschriften betreffend den ArbeitnehmerInnenschutz muss den ArbeitnehmerInnen bei Verletzungen oder plötzlichen Erkrankungen an der Arbeitsstätte Erste Hilfe geleistet werden können. Als Richtwerte für die Typen gelten: Typ 1 für Bereiche bis 5 Mitarbeiter, Type 2 für Bereiche bis 20 Mitarbeiter.



Produkteigenschaften

Verbandskasten aus robustem Kunststoff (schlag- und bruchsicher) mit Gummiabdichtung (staubdicht) und Wandhalterung. Der Koffer kann direkt in der Wandhalterung geöffnet (90° Stopp) werden aber auch eine schnelle Entnahme des Koffers und Transport zur Unfallstelle ist gewährleistet. Die Innenteilungen verschaffen einen bestmöglichen Überblick und die transparenten Abdeckplatten der Kofferschalen verhindern ein Ver-rutschen der Füllteile. Alle Inhaltsteile entsprechen der ÖNORM Z 1020. Komplettnachfüllsets für beide Typen (1 und 2) sind erhältlich.

| Artikel | Artikel-Nr. | Größe H x B x T | Original- packung | Vers.einh. |
|------------------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|------------|
| KHMED Verbandkasten Type 1 weiß | 900025 | 210 x 310 x 130 mm | 1 Stk. | 1 Stk. |
| KHMED Verbandkasten Type 2 weiß | 900028 | 300 x 410 x 150 mm | 1 Stk. | 1 Stk. |
| KHMED Verbandkasten Type 1 orange | 900026 | 210 x 310 x 130 mm | 1 Stk. | 1 Stk. |
| KHMED Verbandkasten Type 2 orange | 900251 | 300 x 410 x 150 mm | 1 Stk. | 1 Stk. |
| KHMED Nachfüllung für Kasten Type 1 | 900252 | | | 1 Stk. |
| KHMED Nachfüllung für Kasten Type 2 | 900253 | | | 1 Stk. |